

PEG-sonde

Inleiding

Bij u is een PEG sonde ingebracht. PEG is een afkorting voor: Percutane (via de buikwand) Endoscopische (met behulp van een endoscoop) Gastrostomie (opening naar de maag).

Vorbereiding

U heeft een korte antibioticumkuur gekregen om infecties, door het inbrengen van de PEG sonde, te voorkomen.

Verzorging PEG sonde

De eerste dagen na de plaatsing van de PEG is het aan te raden de huid rondom af te dekken met een gaasje. Dit gaasje moet elke dag verschoond worden. Daarna is het bij een goed gevormd fistel niet nodig de huid te bedekken. Door de huid goed te laten ademen, worden veel huidproblemen voorkomen.

U kunt een week niet baden of douchen. Wassen is wel toegestaan. De huid rondom de sonde mag met water gereinigd worden en daarna goed gedroogd met een zacht gaasje. Reinig ook het fixatieplaatje en droog dit goed.

Begin pas vier uur na de plaatsing van de PEG sonde met sondevoeding, of later als de specialist u dat gezegd heeft.

Een PEG sonde moet geen drukplekken veroorzaken. Daarom is het belangrijk dat, na de eerste week, het buitenplaatje niet te strak zit. Er moet ongeveer een ruimte van de dikte van een munt tussen zitten.

Een week na de plaatsing van de PEG sonde begint u met het dagelijks draaien van de sonde. Het is belangrijk om dit iedere dag te doen en om de sonde licht op en neer te bewegen (dompelen), om te voorkomen dat de PEG sonde vastgroeit.

Goede mond- en gebitverzorging is bij sondevoeding belangrijk, omdat er minder speeksel wordt aangemaakt. Poets regelmatig uw tanden en spoel de mond met water.

Doorspoelen

Spoel de PEG sonde regelmatig door met 30 ml lauwwarm water. Als dit niet lukt, kunt u het ook proberen met spa rood. Doe dit in ieder geval:

- vóór en na het geven van een portie voeding;
- bij continu voeden elke drie tot vier uur vóór en na het toedienen van medicijnen;

Bij verstopping van de sonde kunt u:

- extra spoelen met lauwwater (of als dit niet lukt, met spa rood)
- de slang kneden (niet knikken!)
- voorzichtig 'pompen' met kleine spuit
- Blijft de sonde verstopt, raadpleeg dan uw specialist.

Wat te doen als de PEG er per ongeluk uit is gegaan?

De fistel rondom de PEG sonde kan bij (ongewenste) verwijdering snel dichtgroeien. In zo'n geval is het raadzaam altijd een 'reserve' catheter bij de hand te hebben. Dit kan een

blaascatheter of speciale balloncatheter zijn van dezelfde diameter als de PEG sonde.

Door deze catheter direct in te brengen en de ballon te vullen, blijft de fistel open. Vervolgens kan in het ziekenhuis een nieuwe PEG sonde geplaatst worden, of kan een button of PEG balloncatheter verder als vervanging dienen (zie onder).

Wat als er een nieuwe PEG sonde in moet?

Afhankelijk van het type PEG sonde kan deze met of zonder endoscoop verwisseld worden. De PEG sonde kan ook vervangen worden door een button of ballon, waarvoor in sommige gevallen een endoscopie niet meer nodig is.

De levensduur van een PEG sonde is van veel factoren afhankelijk. Onder andere van het materiaal, de voeding die er door gaat, de manier van voeden en de medicijnen die worden toegediend.

Over het algemeen kan men zeggen dat zolang de PEG sonde nog goed functioneert, deze kan blijven zitten.

Wat is een button?

Een button kan een PEG sonde vervangen. De button heeft aan de buitenzijde alleen een plaatje en geen slang. Dit maakt de button vooral geschikt voor mensen die langdurig sondevoeding nodig hebben. Als er niet gevoed wordt kan het dopje van de button gesloten worden. Er zit dan geen slang in de weg.

Wat is een balloncatheter?

Een balloncatheter is een PEG sonde die aan de binnenzijde in de maag wordt 'vastgezet' door middel van een ballon gevuld met water. Een balloncatheter kan eenvoudig in de instelling of thuis vervangen worden.

Wat te doen bij lekkage rondom de PEG?

Mogelijke oorzaken:

- Verkeerde houding: tijdens en tot één uur na het voeden is het aan te raden iets rechtop te zitten / liggen.
- Te hoge toedieningssnelheid: overweeg langzamer te voeden, of ga van afzonderlijke voedingsporties over naar continu voeden.
- Een te groot fistel: zorg ervoor dat de PEG sonde op zijn plaats blijft; vermijdt trekken, dat kan beschadigingen veroorzaken.
- Langzame spijsvertering of hoge druk in de maag: overleg met een specialist over maatregelen.

Contact met de specialist

Als u last heeft van onderstaande punten moet u contact opnemen met de specialist:

- Pijn
- Roodheid
- Huidirritatie
- Ontsteking
- Pusafscheiding
- Wild vlees

De dienstdoende specialist is via het ziekenhuis bereikbaar voor problemen die niet kunnen wachten tot de volgende dag op telefoonnummer 020 - 755 7000.

Opmerkingen over deze folder

Ontbreekt er informatie in deze folder of is iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven via voorlichting@zha.nl